

schülke -†



Liquide de rinçage acide, fluide pour le traitement automatique des dispositifs médicaux et du matériel de laboratoire.

thermosept® KSK

Notre plus

- séchage sans tache
- prévient les dépôts et la formation de plaques sur les dispositifs et le matériel à laver
- réduction active du temps de séchage
- très bonne compatibilité du matériel

Domaines d'utilisation

thermosept® KSK est un liquide de rinçage acide, fluide pour le traitement automatique des instruments médicaux, du verre de laboratoire et divers matériel de laboratoire. thermosept® KSK accélère le processus de séchage et neutralise simultanément l'alcalinité résiduelle éventuellement sortie du nettoyage. Le produit favorise un séchage sans tache avec le traitement thermique et prévient la formation de dépôts sur les machines et le matériel à laver.

Conseils d'utilisation

Dosage:

0,1 - 0,2 %, (soit 1 - 2 ml/l)

Le dosage est effectué par les pompes de dosage de la machine. Veuillez respecter les recommandations des fabricants d'appareils et d'instruments.

CE 0297



Données relatives au produit

Composition :

15 - 30 % de tensioactifs non ioniques, agents de solubilisation, inhibiteurs de corrosion, acides organiques

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 1,03 g/cm ³ / 20 °C
pH	env. 1,8 / 20 °C / concentré
Point d'éclair	39 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	env. 9 mPa*s / Méthode : ISO 3219

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
thermosept KSK 5 kg KA	1/jerrycan	146604
thermosept KSK 20 l KA	1/jerrycan	146608
thermosept KSK 500 kg EC	1/container	146606

Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn f. 5/10 L Kanister	135501
Kanisterschlüssel neutr.5/10l	135810

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation thermosept® KSK sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Sanaclean AG

Altishoferstrasse 5
6252 Dagmersellen
Tel.: 062 748 49 39
Fax: 062 748 49 38
contact@sanaclean.ch
www.sanaclean.ch

Sanaclean AG



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com