

schülke -†



Nettoyant spécial neutre pour le traitement automatique des bassins hygiéniques

mucapur® RS

Notre plus

- Formule spéciale peu moussante
- performance de nettoyage élevée même en cas de salissures tenaces, comme les résidus organiques et les résidus de pommade
- protège la machine contre la corrosion et les dépôts calcaires tenaces, dès une faible concentration d'utilisation
- Valeur pH (1 %, 20 °C) env. 6,3

Domaines d'utilisation

Nettoyant spécial pour le traitement automatique des bassins et des urinoirs dans les lave-bassins automatiques. Concentré pour l'utilisation dans les laveurs-désinfecteurs avec dispositif de dosage automatique.

Conseils d'utilisation

À partir de 0,1 % selon la dureté de l'eau. Le dosage est automatiquement effectué par les pompes de dosage de la machine. Veuillez respecter les consignes techniques d'utilisation du fabricant de machines.

En raison des propriétés du produit parfaitement adaptées, mucapur® RS peut être combiné avec le liquide de rinçage mucapur® KS.

CE 0297



Données relatives au produit

Composition:

Marquage conforme au Règlement CE 648/2004: 5 à 15 % NTA (acide nitrilotriacétique) et ses sels, < 5 % phosphonate, < 5 % tensioactifs anioniques, < 5 % tensioactifs non-anioniques, < 5 % polycarboxylate, substance odorante

Autres composants: inhibiteurs de corrosion, excipients

Données physico-chimiques

Couleur	jaune-orange
Densité	1,10 g/cm ³ / 20 °C
pH	4,7 - 5,3 / 20 °C / concentré
Point d'éclair	> 63 °C
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	Non applicable

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation mucapur[®] RS sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Sanaclean AG

Altishoferstrasse 5
6252 Dagmersellen
Tel.: 062 748 49 39
Fax: 062 748 49 38
contact@sanaclean.ch
www.sanaclean.ch



Données de sécurité



H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
P280	Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.
P308 + P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
S36/37/39	Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

Remarques particulières

Contient du nitrilotriacétique trisodique.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
mucapur RS 5l	3/Carton	230076

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com