

# schülke -†



Nettoyant en poudre alcalin

## thermodent® powder

### Notre plus

- très bonne performance de nettoyage
- bonne solubilité
- sans silicate

### Domaines d'utilisation

La résistance à la dissolution alcaline des instruments en aluminium anodisé doit être vérifiée. Ne convient pas aux pièces à main ni aux contre-angles.

### Conseils d'utilisation

Concentration d'utilisation: verser 0,3 % = 30 g de poudre dans le dispositif de dosage (deux mesures)

CE 0297



## Données relatives au produit

### Composition :

30 % de phosphates, < 5 % tensioactifs non ioniques,

### Données physico-chimiques

Couleur	blanc
pH	env. 11 / 3 g/l / 20 °C / mélangé à l'eau
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	granuleux
Viscosité dynamique	Non applicable

## Données de sécurité



<b>H315</b>	Provoque une irritation cutanée.
<b>H319</b>	Provoque une sévère irritation des yeux.
<b>P280</b>	Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.
<b>P302 + P352</b>	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.
<b>P305 + P351 + P338</b>	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
<b>P337 + P313</b>	Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
<b>S26</b>	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
thermodent powder 6 kg EM	1/seau	143406

## Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

schülke Suisse  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Suisse  
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
www.schuelke.ch  
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
mail@schuelke.com

## Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation thermodent<sup>®</sup> powder sur Internet sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

