

schülke -†



Liquide de rinçage pour le traitement automatique des instruments

thermodent® clear

Notre plus

- protège les instruments grâce au séchage rapide et évite ainsi la formation de résidus

Domaines d'utilisation

Permet un séchage sans tache des instruments.

Conseils d'utilisation

Concentration d'utilisation: 0,02 - 0,06 %

Le dosage est effectué au moyen du dispositif/ de la fenêtre de dosage prévu(e) dans le clapet.

CE 0297



Données relatives au produit

Composition :

5 - 15 % de tensioactifs non ioniques

Données physico-chimiques

Couleur	pratiquement sans colore
Densité	env. 1,037 g/cm ³ / 20 °C
pH	env. 4 / 20 °C / concentré
Point d'éclair	57 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide

Données de sécurité



H315	Provoque une irritation cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
P280	Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ équipement de protection des yeux/ du visage.
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.
P305 + P351 + P338 + P310	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
S26	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S39	Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
thermodent clear 1 l FL	10/Carton	143101

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation thermodent[®] clear sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : mail.ch@schuelke.com

Sanaclean AG