



Neutraler Spezialreiniger für die maschinelle
Aufbereitung von Steckbecken

mucapur® RS

Unser Plus

- besonders schaumarme Formulierung
- starke Reinigungsleistung selbst gegenüber hartnäckigen
Anschmutzungen, wie organische Rückstände und Salbenreste
- schützt die Maschine vor Korrosion und
hartnäckigen Kalkbelägen - bereits bei niedrigen
Anwendungskonzentrationen
- pH-Wert (1 %ig, 20 °C) ca. 6,3

Anwendungsgebiete

Spezial-Reiniger zur maschinellen Aufbereitung von
medizinischen Bettpfannen und Urinflaschen in
Steckbeckenautomaten.

Konzentrat zum Einsatz in Reinigungs- und
Desinfektionsautomaten mit automatischer
Dosiervorrichtung.

Anwendungshinweise

Ab 0,1 % je nach Wasserhärte. Dosierung erfolgt
automatisch über maschineneigene Dosierpumpen. Bitte die
anwendungstechnischen Hinweise der Maschinen-Hersteller
beachten!

mucapur® RS kann auf Grund der perfekt aufeinander
abgestimmten Produkteigenschaften mit dem Klarspüler
mucapur® KS kombiniert werden.

CE 0297



Produktdaten

Zusammensetzung:
 Kennzeichnung gem. VO (EG) 648/2004: 5 - 15 % NTA
 (Nitrilotriessigsäure) und deren Salze, < 5 % Phosphonate, <
 5 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 %
 Polycarboxylate, Duftstoffe
 Weitere Inhaltsstoffe: Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	1,10 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	gelborange
Flammpunkt	> 63 °C
Form	flüssig
pH	4,7 - 5,3 / 20 °C / Konzentrat
Viskosität, dynamisch	Nicht anwendbar

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Präparat mucapur® RS Sie im Internet
 unter www.schuelke.ch

Für Ihre individuellen Fragen richten Sie sich an unser
 Exklusivpartner:

Sanaclean AG
 Altshoferstrasse 5
 6252 Dagmersellen
 Tel.: 062 748 49 39
 Fax: 062 748 49 38
contact@sanaclean.ch
www.sanaclean.ch



Gefahren- und Sicherheitshinweise



H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
P280	Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.
P308 + P313	BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
S36/37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Besondere Hinweise

Enthält Trinatriumnitrilotriacetat.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mucapur RS 5l	3/Karton	230076

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren
 und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter
 Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis
 nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
 Schülke & Mayr AG
 Sihlfeldstr. 58
 8003 Zürich, Schweiz
 Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
 Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
 Schülke & Mayr GmbH
 Robert-Koch-Str. 2
 22851 Norderstedt
 Deutschland
 Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
 Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com