

# schülke -t



flüssiger, saurer Neutralisator

## thermodent® neutralizer

### Unser Plus

- phosphatfrei
- auf Basis von Zitronensäure

### Anwendungsgebiete

Einsatz nach alkalischer Reinigung, zur Vorbeugung von Belagsbildung.

### Anwendungshinweise

Einsatzkonzentration: 0,1 - 0,2 %  
Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen.

CE 0297



# thermodent® neutralizer

## Produktdaten

Zusammensetzung:  
organische Säuren

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,17 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Form	flüssig
pH	ca. 2 / 20 °C / Konzentrat
Viskosität, dynamisch	ca. 4 mPa*s / Methode : ISO 3219

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Präparat thermodent® neutralizer finden Sie im Internet unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
Für Ihre individuellen Fragen:  
Customer Care  
Telefon: +41 44 466 55 44  
E-mail : [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

# Sanaclean AG

## Gefahren- und Sicherheitshinweise



<b>H290</b>	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
<b>H319</b>	Verursacht schwere Augenreizung.
<b>P305 + P351 + P338</b>	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
<b>P337 + P313</b>	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermodent neutralizer 5 l KA	1/Kanister	143305

## Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Kanisterhahn f. 5/10 L Kanister	135501
Kanisterschlüssel neutr.5/10l	135810

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Schweiz  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)