

# schülke -+



Flüssiger Klarspüler für die maschinelle  
Instrumentenaufbereitung

## thermodent® clear

### Unser Plus

- schützt Instrumente durch schnelle Abtrocknung und vermeidet somit die Bildung von Rückständen

### Anwendungsgebiete

Sorgt für fleckenfreie Abtrocknung des Instrumentariums.

### Anwendungshinweise

Einsatzkonzentration: 0,02 - 0,06 %

Die Dosierung erfolgt über die in der Türklappe vorgesehene Dosiervorrichtung/-fenster.

CE 0297



## Produktdaten

### Zusammensetzung:

5 - 15 % nichtionische Tenside

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,037 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	fast farblos
Flammpunkt	57 °C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	ca. 4 / 20 °C / Konzentrat

## Gefahren- und Sicherheitshinweise



<b>H315</b>	Verursacht Hautreizungen.
<b>H318</b>	Verursacht schwere Augenschäden.
<b>P280</b>	Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
<b>P302 + P352</b>	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
<b>P305 + P351 + P338 + P310</b>	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
<b>S26</b>	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
<b>S39</b>	Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermodent clear 1 l FL	10/Karton	143101

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Präparat thermodent® clear finden Sie im Internet unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Care

Telefon: +41 44 466 55 44

E-mail : [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)