



Doseur pour la fabrication et la distribution de solution désinfectantes aqueuses.

## Dosiergerät dosit® des

### Notre plus

- système commandé par microprocesseur
- Surveillance du processus complet de dosage grâce à des capteurs
- Fourchette de dosage : 0,25 % à 5 % réglable par paliers de 0,05 %
- Tolérance de dosage + 5 %
- Délivrance de la solution sans pression, directement sur l'orifice d'écoulement inclinable
- arrêt automatique en cas d'épuisement du concentré ou de l'eau et interruption du débit de concentré
- Information visuelle de tous les états de fonctionnement y compris les concentrations réglées
- Déconnexion du réseau conforme DIN 1988, Teil 4/TRWI/EN 1717
- vérification conforme directive RKI (Certificat n°.: 99189)
- dispositif unique sur le marché avec contrôle annuel RKI

### Domaines d'utilisation

dosit® des est un dispositif commandé par microprocesseur pour la fabrication de solutions désinfectantes prêtes à l'emploi pour la désinfection d'instruments et de surfaces jusqu'à 5 %.

Tous les désinfectants d'instruments et de surfaces courants dont la viscosité est < 50 mP s peuvent être utilisés.

- Le dispositif est prévu pour une utilisation fixe et décentralisée et distribue la solution sans pression.
- L'état de fonctionnement est indiqué par un affichage à 32 chiffres.
- L'exploitation et la programmation s'effectuent via un clavier souple.
- Le réglage des concentrés des désinfectants est possible en paliers de 0,05 %. Le boîtier, joliment taillé en biais, est en acier affiné. La lance d'aspiration et le porte-bidon peuvent être montés à gauche ou à droite du dispositif. Le plateau de réception du support du bidon s'enlève facilement pour le nettoyage.

- La déconnexion du réseau permet le raccordement direct à une conduite d'eau potable.
- Le dispositif est construit et contrôlé conformément à toutes les directives courantes (VDE, EMV, DVGW, RKI).

### Propriétés des produits

#### Données techniques

Quantité distribuée : 7 l / min

Zone de dosage : 0,25 % - 5 %

Tolérance de dosage : + 5 %

Raccordement en eau froide : filetage extérieur 3/8, laiton

Pression d'arrivée de l'eau : 1,5 - 10 bar

Alimentation électrique : 230 V / < 50 Hz

Puissance : max. 75 Watt

Câble de connexion : 1,5 m avec prise Schuko

Dimensions (H x L x P) : 578 mm x 510 mm x 180 mm

Poids à vide : 12 kg"



# Dosiergerät dosit<sup>®</sup> des

## Remarques particulières

### Instructions de montage

- raccordement électrique 1,5 m de série avec fiche à contact de protection ou montable à droite
- raccordement eau froide 1/2 extérieur
- Console montable à gauche ou à droite

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
Dosiergerät Dosit Des	1/Carton	644000
Appareil doseur Dosit Des - CH -	1/Carton	644100

## Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les informations portant sur le appareil doseur DositDes<sup>®</sup> sur Internet sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



schülke Suisse  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Suisse  
Téléphone +41 44 - 46655 - 44  
Téléfax +41 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke siège principal  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Téléphone +49 40 - 52100 - 0  
Téléfax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des



Une société du groupe Air Liquide